

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt



GEL SPRAY ECG



FB000G004

Descrição do artigo:

Gel spray ECG

- O gel spray condutor G004 destina-se especificamente para preparar a pele antes de posicionar eletrodos
- Não oxida e não deixa qualquer resíduo sobre os eletrodos, graças à sua composição particular (incluindo substâncias desengordurantes)
- Permite a reutilização de eletrodos sem limpar com frequência
- Aumentando a vida dos eletrodos e o padrão de higiene