







**A monitorização do
Bloqueio Neuro Muscular é
necessária, mas complicada
e pouco fiável !?**



E se tivesse um equipamento mais simples, robusto e fiável?

Outros



- ✗ Trabalhoso, demorado
- ✗ Manual, propenso a erros
- ✗ Sensível a “Motion Artifacts”
- ✗ Não permite mover o paciente facilmente
- ✗ Não permite seguir a tendência do nível de TNM (Transmissão Neuromuscular)
- ✗ Não permite a visualização da forma do “Tx-Graph”

- ✓ Aplicação simples
- ✓ Automático, sem erros
- ✓ Não é sensível a “Motion Artifacts”
- ✓ Permite a movimentação do paciente a qualquer altura
- ✓ O sistema segue as últimas 75 estimulações
- ✓ Mostra graficamente a evolução correspondente ao “ rácio T4/T1” ao longo do tempo



+ Robusto

Tecnologia Inovadora

Fiável e seguro

+ Versátil

Acesso permanente à TNM

Posições múltiplas do paciente

+ Simples

Menos cabos, menos complicações

1 equipamento, 2 parâmetros

+ Eficiente

Fornece dados quantitativos

Análise fiável e precisa sobre o BNM.



AUTO-PILOT



O programa muda automaticamente e adapta os padrões de estimulação com base no nível de bloqueio do paciente.




Resposta TOF :
% e contagem


Deteção de respostas:
Picos de pressão
dentro da câmara de ar

Estimulação
de elétrodos
embutados

PROG. AUTO-PILOT



Evolução da profundidade
do bloqueio visível no ecrã



Gravação interna da TENDÊNCIA
para a análise de todos os
valores monitorizados.





Simplicidade é a última Sofisticação