

PESSÁRIO RING DOBRÁVEL C/ ALMOFADA

Descrição do artigo: **Utilizados no prolapso uterino de primeiro e segundo grau**



Descrição:

- Pessário de silicone, flexível, com melhor aderência
- Semi-rígido com 2 pontos de flexão
- Facilidade na colocação e maior eficácia na sustentação

Referência	Dimensões
CPKPERK+0	44 mm (1 ³ / ₄)
CPKPERK+1	51 mm (2)
CPKPERK+2	57 mm (2 ¹ / ₄)
CPKPERK+3	64 mm (2 ¹ / ₂)
CPKPERK+4	70 mm (2 ³ / ₄)
CPKPERK+5	76 mm (3)
CPKPERK+6	83 mm (3 ¹ / ₄)
CPKPERK+7	89 mm (3 ¹ / ₂)
CPKPERK+8	95 mm (3 ³ / ₄)
CPKPERK+9	102 mm (4)
CPKPERK10	108 mm (4 ¹ / ₄)
CPKPERK11	114 mm (4 ¹ / ₂)
CPKPERK12	121 mm (4 ³ / ₄)
CPKPERK13	127 mm (5)