

PESSÁRIO RING

Descrição do artigo: **Utilizados no prolapso uterino de primeiro e segundo grau**



Descrição:

- Pessário de silicone, flexível, com melhor aderência
- Semi-rígido com 2 pontos de flexão
- Facilidade na colocação e maior eficácia na sustentação

Referência	Dimensões
CPMXPER00	44mm (1 ³ / ₄)
CPMXPER01	51mm (2)
CPMXPER02	57mm (2 ¹ / ₄)
CPMXPER03	64mm (2 ¹ / ₂)
CPMXPER04	70mm (2 ³ / ₄)
CPMXPER05	76mm (3)
CPMXPER06	83mm (3 ¹ / ₄)
CPMXPER07	89mm (3 ¹ / ₂)
CPMXPER08	95mm (3 ³ / ₄)
CPMXPER09	102mm (4)
CPMXPER10	108mm (4 ¹ / ₄)
CPMXPER11	114mm (4 ¹ / ₂)
CPMXPER12	121mm (4 ³ / ₄)
CPMXPER13	127mm (5)