

LASER CO2 DERMATOLOGIA SILKLASE

Descrição do artigo: **Laser Co2 dermatologia**



COMPRIMENTO DE ONDA	10600nm (±10nm) (raio infra-vermelho)
POTÊNCIA do tubo de CO ₂	50W
POTÊNCIA MÁXIMA ACESSÍVEL	40W com CW
GAMA DA POTÊNCIA DE SAÍDA	
CW, Pulso:	1 a 30W (20%)
Pulso Fino:	190 a 300 W (20%)
Pulso Super :	145 a 175 W (20%)
ESTABILIDADE	15%
LOCAL GARANTIDO NA SAÍDA DO TUBO DE CO ₂	200 µm
DISTÂNCIA DO LOCAL AO FOCO DO FEIXE LASER	100 mm ou 50 mm
DISTÂNCIA DE PERIGO OCULAR NOMINAL (N.O.H.D)	190 ou 500 µm
EXPOSIÇÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL (M.P.E.)	1.5m
	9960mJ cm ² na córnea
	100mW cm ² na pele
MODO DA ESTRUTURA	TEM00
CONFIGURAÇÃO LASER	Tubo Selado De CO ₂
TEMPO DE VIDA ESTIMADO DO TUBO	1000 Horas
MODO DE EXCITAÇÃO	Alta Voltagem
MODO DE EXPOSIÇÃO	
CW, Pulso:	2.5ms a 500ms
Pulso Fino:	0.1ms a 0.9 MS
Pulso Super :	1.0ms a 2.4ms
	Tubo de CO ₂ leve, o braço articulado com 7 articulações equilibradas com molas.
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RAIO	

Descrição:

- Subtileza, precisão e repetibilidade dos tratamentos graças à exclusiva tecnologia fracionada do scanner MultiScan™.
- Ampla variedade de acessórios específicos e peças de mão para cada aplicação (adaptador para colposcópico, micromanipulador, etc.)
- Inovadora e ampla variedade de pulsos para adaptar o equipamento a diferentes aplicações clínicas (FinePulse, SuperPulse, Pulsado, GynePulse, Repeated Pulse e CW).
- Com GyneScan™ projetado especificamente para o rejuvenescimento vaginal.
- Plataforma com software expansível por USB de acordo com as necessidades da consulta.
- Máxima eficiência com mínimo período de pós-operatório e período de recuperação.

Referência	Descrição
IR0031062	LASER CO2 TRATAMENTO INTIMO C/ SOFTWARE
IR0031063	LASER CO2 DERMATOLOGIA SILKLASE
IR3106340	LASER CO2 CIRURGICO SILKLASE 40W
IR3106350	LASER CO2 CIRURGICO SILKLASE 50W