

CATÉTER HISTEROSONOGRAFIA

Descrição do artigo: **Catéter Histerossonografia**



Descrição:

- Sem latex
- Esterilizado
- Modo de esterilização: Óxido de etileno
- Utilização única
- O Catéter permite realizar histerografias assim como histerossonografias e garantir a estanquidade durante o exame.
- O carácter deslizante do Catéter permite, além disso, avançar mais alto na cavidade uterina para a injeção.

Ref^a.: **PM2010733**

Composição:

- Cateter deslizante: polietileno transparente
- Válvula de 1 via fixada no catéter
- Cabo rígido: poliéster
- Cone de estanqueidade: espuma de poliuretano
- Rosca nervurada para PM Hystero deslizante

Referência	Diâmetro do catéter	Diâmetro da espuma	Comprimento	Acondicionamento
PM1870733	CH 7,5/2,45 mm	15 mm	330 mm	Caixa de 5 unidades em embalagem individual esterilizada.
PM2010733	CH 7,5/2,45 mm	25 mm	330 mm	
PM2020733	CH 5,5/1,5 mm	15 mm	340 mm	