

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: [geral@speculum.pt](mailto:geral@speculum.pt)

[www.speculum.pt](http://www.speculum.pt)



# SONDA VAG EE/EMG CANAL SIMPL TP2B/R DIM3

Descrição do artigo:

Sonda VAG EE/EMG canal simpl TP2B/R Dim3



- A sonda permite que o paciente se contraia sem que esta seja retirada, podendo estar de pé, sentado, deitado, tossir, baixar-se, saltar.
- Esta sonda é frequentemente utilizada com o sistema de telemetria.
- Comprimento total: 63 mm
- Peso: 16 g

Ref.<sup>a</sup>: SG00TP2BR